



> A.M.I. TissueBags

- Extrem robuste und reißfeste Bergebeutel
- Automatisches Öffnen in der Bauchhöhle
- A.M.I. TissueBag Premium: in der Bauchhöhle ablegbar



> A.M.I. FasciaCutter Disposable Instrument

- Erweiterung von Trokarinzisionen
- Kontrollierter und sicherer Schnitt, sogar mit dem Bergebeutel in der Inzision

A.M.I.® Disposable Instruments

Die Bergebeutel von A.M.I. sind Einmalinstrumente zum Bergen von Resektaten (z.B. Appendix, Gallenblase, Ovarien etc.) bei minimal invasiven chirurgischen Eingriffen. Die besonderen Designmerkmale erlauben ein leichtes Einführen in die Bauch- und/oder Thoraxhöhle, sowie ein bequemes und sicheres Bergen des Resektats.

Der A.M.I. FasciaCutter dient zur sicheren Erweiterung der Trokarinzision, falls das Resektat beim Bergen mehr Platz benötigt.

Der extrem reißfeste Polyurethan-Bergebeutel

- ist durch eine Polypropylen-Hülse geschützt und kann durch jeden 10 mm Trokar eingeführt werden,
- ist mit Metallbügeln vorgespannt und öffnet sich automatisch nach dem Einführen in den Bauchraum,

- bleibt automatisch geöffnet, bis das Füllen beendet ist und
- hat ein konisches Design, welches das Resektat für ein vereinfachtes Bergen in Längsrichtung komprimiert.

A.M.I. TissueBag Premium

Dieser qualitativ hochwertige und einfach zu bedienende Beutel kann zum sofortigen Resektat-Bergen verwendet werden, oder um das Resektat während der Operation in der Bauchhöhle abzulegen, um es später zu bergen. Diese Anwendung funktioniert in vier einfachen Schritten:

a) Griffende abknicken



b) Faden zurückziehen



c) Beutel freigeben



d) Griff entfernen



A.M.I. TissueBag

Dieser Bergebeutel zeichnet sich durch seine Robustheit und Einfachheit aus. Direkt nach dem Füllen des Beutels wird er aus der Bauchhöhle geborgen.



Bestellnummer	A.M.I. Disposable Instruments	Technische Details
TBI1011	A.M.I. TissueBag Premium - zum sofortigen Bergen des Resektats, oder - zum späteren Bergen, nachdem der Beutel in der Bauchhöhle abgelegt wurde.	110 mm im Durchmesser Maximales Füllvolumen: 210 ml Länge des Instruments: 515 mm Steril geliefert 10 Stück/Box
TBI 100	A.M.I. TissueBag	110 mm im Durchmesser Maximales Füllvolumen: 210 ml
TBI1021	A.M.I. TissueBag Large - zum sofortigen Bergen des Resektats	160 mm im Durchmesser Maximales Füllvolumen: 800 ml Länge des Instruments: 485 mm Steril geliefert 10 Stück/Box
AFC 100	A.M.I. FasciaCutter Disposable Instrument - Instrument für das kontrollierte und sichere Erweitern von Trokarinzisionen	Steril geliefert 20 Stück/Box

A.M.I. in Österreich:

A.M.I. GmbH
 Im Letten 1
 6800 Feldkirch
 Österreich
 t +43 5522 90505-0
 f +43 5522 90505-4006
 e info@ami.at
www.ami.at

A.M.I. in Deutschland:

A.M.I. Deutschland GmbH
 Morellstraße 33
 86159 Augsburg
 Deutschland
 t +49 821 450 515 0
 f +49 821 450 515 20
 e info@ami-deu.de

A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG
 Luzernerstrasse 91
 5630 Muri
 Schweiz
 t +41 56 675 9100
 f +41 56 675 9109
 e fumedica@fumedica.ch