



medifa 3000

Medizinisches Funktionsmobiliar
für OP, Ambulanz und Arztpraxis



we care.



Unser mobiles Funktionsmobiliar bietet Sicherheit und hohe Qualität in jeder Beziehung. Das Programm beinhaltet eine Fülle von cleveren und mobilen Helfern für alle Funktionsbereiche einer Klinik.

Bei allen Produkten, ob Sitz- oder Einrichtungsmobiliar, stehen Flexibilität und Hygiene im Vordergrund. Das gesamte Mobiliar ist aus Edelstahl und somit rostfrei, korrosionsbeständig, desinfektionsmittelbeständig, hygienisch und pflegeleicht - ein Leben lang.

Ihre Vorteile auf einem Blick

- Alle Produkte der medifa 3000 Reihe sind aus geschliffenem Edelstahl gefertigt und haben eine sehr feine und hygienische Oberfläche
- Wendige Doppelaufrollen aus Kunststoff sorgen für höchsten Fahrkomfort, sind abriebfest, nicht kontaktabfärbend und korrosionsbeständig
- Hohe Stabilität
- Die elektrisch leitende Konstruktion aller relevanten Teile verhindert statische Aufladung
- Zuverlässiger Service

INHALT	SEITE
Instrumentenzureichetische	4
Fahrdrehsessel und OP-Drehocker	6
Instrumententische	8
Funktionsmobiliar	10
Untersuchungsliegen	12
Praxis-Rollhocker	14
Polsterfarben.....	16
Weitere Produkte für den OP	17



**Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch
Art.-Nr. 361061**

- Fahrbare 3-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl
- Große Tischplatte aus Edelstahl, mit abgerundeten Ecken und Kanten, um 360° dreh- und feststellbar
- Mit eingebauter Präzisionspumpe für Höhenverstellung von 900 bis 1.300 mm
- 3 Doppelaufrollen ø 65 mm, davon 2 Rollen elektrisch leitfähig und mit Radfeststellung
- Max. Belastbarkeit: 30 kg
- Maße: 740 x 540 x 900 mm



**Instrumentenzureichetisch,
gasdruckfederunterstützt
Art.-Nr. 361043**

- Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl
- Stabile Tischplatte aus Edelstahl, 740 x 500 mm
- Gasdruckfederunterstützte Höhenverstellung von 910 - 1.320 mm
- 4 elektrisch leitfähige Doppelaufrollen ø 75 mm mit Radfeststellung
- Max. Belastbarkeit: 30 kg
- Maße: 740 x 500 x 910 mm



**Manueller Instrumentenzureichetisch
Art.-Nr. 361042**

- Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl
- Stabile Tischplatte aus Edelstahl, 620 x 420 mm
- Manuell höhenverstellbar von 740 - 1.080 mm
- 4 elektrisch leitfähige Doppelaufrollen ø 75 mm mit Radfeststellung
- Max. Belastbarkeit: 30 kg
- Maße: 620 x 480 x 740 mm



Jeder Griff muss sitzen

Es ist uns sehr wichtig, den besonderen Anforderungen im OP nachzukommen. Die Produkte der Serie medifa 3000 stehen daher für maximale Funktionalität und optimale Hygienebedingungen.

Fahrdrehessel



Grundausrüstung: Fahrdrehessel

- Fahrbare Fünf-Rollen-Konstruktion aus Edelstahl mit Zentralbremse
- Stufenlose Höhenverstellung von 600 bis 860 mm per Fußbedienung über Sicherheitsfußbügel
- Polster: Schwarz, elektrisch leitfähig, Polsterstärke 70 mm
- 5 Doppelaufrollen ø 65 mm, 2 davon elektrisch leitfähig
- Max. Belastbarkeit: 140 kg

Fahrdrehessel mit Rundsitz Art.-Nr. 366016

- Rundsitz ø 360 mm

Fahrdrehessel mit Rundsitz und Rückenlehne Art.-Nr. 366011

- Rundsitz ø 360 mm
- Mit verstellbarer Rückenlehne

Fahrdrehessel mit Sattelsitz Art.-Nr. 366026

- Sattelsitz ø 420 mm

Fahrdrehessel mit Sattelsitz und Rückenlehne Art.-Nr. 366021

- Sattelsitz ø 420 mm
- Mit verstellbarer Rückenlehne

OP-Drehhocker



Grundausrüstung: OP-Drehhocker

- Fünfarm-Fußkreuz aus Edelstahl
- Mit Präzisionsspindel-Höhenverstellung
- Rundsitz mit ø 360 mm, Polsterstärke 60 mm und schwarzem, elektrisch leitfähigem Kunstlederbezug
- Max. Belastbarkeit: 140 kg
- Maße: 600 x 510 / 710 mm

Fahrbarer OP-Drehhocker Art.-Nr. 366080

- Mit 5 elektrisch leitfähigen Doppelaufrollen ø 50 mm, davon zwei elektrisch leitfähig
- Höhenverstellung von 515 - 660 mm

OP-Drehhocker mit Standfüßen Art.-Nr. 366050

- Mit 5 Bodengleitern, davon zwei elektrisch leitfähig
- Höhenverstellung von 450 - 595 mm

Instrumententische



Grundausstattung Instrumententisch

- Fahrbare, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl 25 x 25 mm, Querstreben 30 x 20 mm
- Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, oben und unten mit abnehmbaren Tischplatten aus Edelstahl
- Max. Belastbarkeit: 20 kg je Tischplatte
- 4 abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Antistatik-Doppellaufrollen aus Kunststoff ø 75 mm, davon 2 feststellbar



Instrumententisch Art.-Nr. 391075

- Maße (B x T x H): 650 x 500 x 800 mm

Instrumententisch Art.-Nr. 391275

- Maße (B x T x H): 750 x 650 x 800 mm



Instrumententisch Art.-Nr. 391475

- Maße (B x T x H): 950 x 650 x 800 mm

Zubehör

1. Ablageschale rechteckig Art.-Nr. 391043

- Aus Edelstahl
- Maße (L x B): 235 x 195 mm
- Inkl. Befestigungskloben

2. Ablageschale rund ø 180 mm Art.-Nr. 391044

- Aus Edelstahl
- Inkl. Befestigungskloben

Ablageschale rund ø 270 mm Art.-Nr. 391046

- Aus Edelstahl
- Inkl. Befestigungskloben

3. Instrumentenabwurfsciale Art.-Nr. 391050

- Mit Schlitzdeckel
- Maße (L x B x H): 300 x 230 x 130 mm
- Inkl. Befestigungskloben

4. Entsorgungsbox Art.-Nr. 391100

- Mit 10 Ersatzboxen
- Inkl. Befestigungskloben



1



2



3



4



Hand- und Armlagerungstisch

Art.-Nr. 361045

- Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl
- Tischplatte schwenkbar und strahlendurchlässig, 450 x 450 mm
- Manuell höhenverstellbar von 670 - 940 mm
- 4 elektrisch leitfähige Doppellaufrollen mit $\varnothing$ 75 mm und Radfeststellung
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
- Maße: 450 x 450 x 670 / 950 mm

Polster für Hand- und Armlagerungstisch

Art.-Nr. 361046

- Kunstleder bezogener Schaumstoff, H= 20 mm, schwarz, elektrisch leitfähig, mit Klettbefestigung



Waschschalenständer

Art.-Nr. 363010

- Aus Edelstahl
- Fünfarmiges Fußkreuz mit Doppellaufrollen $\varnothing$ 50 mm, davon 2 elektrisch leitfähig und feststellbar
- Mit einer Edelstahlschale (6L / $\varnothing$ = 340 mm)
- Maße: 580 x 580 x 800 mm

Waschschalenständer mit 2 Schalen

Art.-Nr. 363020

- Wie Art.-Nr. 363010, jedoch mit zwei Edelstahlschalen (6L / $\varnothing$ = 340 mm)

Waschschale

Art.-Nr. 363030

- Aus Edelstahl (6L / $\varnothing$ = 340 mm)
- Für Waschschalenständer 363010 & 363020



Infusionsständer Standard

Art.-Nr. 365010

- Höhenverstellbar von 1.250 - 2.100 mm über Schraubmechanismus
- Verschraubtes Rollfußprofil 30 x 20 mm aus Edelstahl mit 5 Doppellaufrollen $\varnothing$ 50 mm, davon 2 elektrisch leitfähig und feststellbar
- Hochwertiges Flaschenkreuz mit 4 Sicherheits-Infusionshaken aus Edelstahl sowie Abtropfglas und -halterung
- Belastbarkeit pro Haken: 2 kg

Infusionsständer Premium

Art.-Nr. 365015

- Wie Art.-Nr. 365010 jedoch mit Sicherheits-Einhandhöhenverstellung
- Fugenlos verschweißtes Rollfußprofil 40 x 20 mm aus Edelstahl
- 5 Doppellaufrollen $\varnothing$ 65 mm, davon 2 elektrisch leitfähig und feststellbar



Abwurfgestell

Art.-Nr. 364010

- Mit Eimer 15 Liter
- Aus Edelstahl
- 4 Doppellaufrollen $\varnothing$ 65 mm, 2 davon elektrisch leitfähig und feststellbar
- Umlaufender Gummistoßschutz
- Maße ($\varnothing$ x H): 420 x 400 mm

Abwurfgestell mit Schiebegriff

Art.-Nr. 364020

- Wie Art.-Nr. 364010, jedoch mit Schiebegriff
- Maße ($\varnothing$ x H): 420 x 400 mm (Schiebegriff H = 860 mm)

Deckel

Art.-Nr. 364030

- Für Edelstahl-Eimer (15L)



OP-Fußauftritt, H= 130 mm

Art.-Nr. 365510

- Einstufige, abnehmbare Trittfläche aus Edelstahl mit anti-rutsch Oberfläche
- 4 elektrisch leitfähige Bodengleiter
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Maße (L x T x H): 600 x 350 x 130 mm

OP-Fußauftritt, H= 220 mm

Art.-Nr. 365520

- Wie 365510, jedoch H = 220 mm

OP-Fußauftritt, H= 300 mm

Art.-Nr. 365530

- Wie 365510, jedoch H = 300 mm

OP-Fußauftritt zweistufig

Art.-Nr. 365540

- Wie 365510, jedoch zweistufig und Maße (L x T x H): 600 x 650 x 230 / 440 mm



Fußauftritt, H= 230 mm

Art.-Nr. 84400

- Einstufige, abnehmbare Trittfläche mit anti-rutsch Oberfläche
- Pulverbeschichtet, weiß (RAL 9010)
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Maße (L x T x H): 470 x 275 x 230 mm

Fußauftritt zweistufig

Art.-Nr. 84420

- Wie 84400, jedoch zweistufig und Maße (L x T x H): 470 x 550 x 230 / 425 mm



Grundausstattung:

Untersuchungsliege

- Stabile Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, 30 x 30 mm
- Kopfteil um +35° verstellbar
- Polster: Kunstleder bezogener Schaumstoff gemäß Farbkarte, Höhe = 50 mm
- Mit Abstandshaltern zwischen Polster und Rahmen
- Inkl. Papierrollenhaltestange
- Mit vier Bodengleitern aus Kunststoff
- Maße: 1950 x 650 x 650 mm
- Max. Belastung: 225 kg



Grundausstattung: Untersuchungsliege aus Edelstahl

- Stabile Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, 30 x 30 mm
- Kopfteil um +35° verstellbar
- Polster: Kunstleder bezogener Schaumstoff gemäß Farbkarte, Höhe = 70 mm
- Mit Abstandshaltern zwischen Polster und Rahmen
- Inkl. Papierrollenhaltestange
- Mit vier Bodengleitern aus Kunststoff
- Maße: 1950 x 650 x 650 mm
- Max. Belastung: 225 kg

Untersuchungsliege

Art.-Nr. 111419

Ausführung wie beschrieben

Untersuchungsliege

Art.-Nr. 111519

Ausführung wie beschrieben jedoch mit Polsterstärke: 70 mm

Fahrbare Untersuchungsliege

Art.-Nr. 111519F

Ausführung wie beschrieben, jedoch mit:

- Polsterstärke: 70 mm
- Quer- und Längsverstrebung
- Vier Lenkrollen ø 100 mm, davon 2 Rollen feststellbar, 1 Rolle richtungsjustierbar, 1 Rolle freilaufend
- Vier Wandabweisern

Untersuchungsliege aus Edelstahl

Art.-Nr. 171519

Ausführung wie beschrieben

Fahrbare Untersuchungsliege aus Edelstahl

Art.-Nr. 171519F

Ausführung wie beschrieben, jedoch mit:

- Quer- und Längsverstrebung
- Vier Lenkrollen ø 100 mm, davon 2 Rollen feststellbar, 1 Rolle richtungsjustierbar, 1 Rolle freilaufend
- Vier Wandabweisern



Grundausrüstung: Praxis-Rollhocker Standard

- Poliertes Fünfarm-Fußkreuz aus Aluminium
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung von 420 - 550 mm
- Mit 5 intervallgebremsten Doppellaufrollen ø 50 mm
- Polster: Kunstlederbezogener Schaumstoff gemäß Farbkarte
- Rundsitz mit ø 360 mm, Polsterstärke 60 mm
- Stellfläche: ø 600 mm

Praxis-Rollhocker

Art.-Nr. 206020

Ausführung wie beschrieben, höhenverstellbar über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster

Praxis-Rollhocker

Art.-Nr. 206030

Wie 206020, jedoch höhenverstellbar von 510 bis 690 mm

Praxis-Rollhocker mit Sattelsitz

Art.-Nr. 206040

Wie 206020, jedoch mit Sattelsitz ø 400 mm

Praxis-Rollhocker mit Sattelsitz

Art.-Nr. 206050

Wie 206040, jedoch höhenverstellbar von 510 bis 690 mm

Praxis-Rollhocker mit Fußauslösung

Art.-Nr. 206060

Ausführung wie beschrieben, jedoch höhenverstellbar von 435 bis 565 mm über Fußauslösung unter Fußkreuz, mit Doppellaufrollen ø 65 mm

Praxis-Rollhocker mit Fußauslösung

Art.-Nr. 206070

Wie 206060, jedoch höhenverstellbar von 525 bis 705 mm



Grundausrüstung: Praxis-Rollhocker mit Arm-/Rückenlehne

- Inkl. höhenverstellbarer Arm- und Rückenlehne
- Poliertes Fünfarm-Fußkreuz aus Aluminium
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung von 420 - 550 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster
- Mit 5 intervallgebremsten Doppellaufrollen ø 50 mm
- Polster: Kunstlederbezogener Schaumstoff gemäß Farbkarte
- Rundsitz mit ø 360 mm, Polsterstärke 60 mm
- Stellfläche: ø 600 mm

Praxis-Rollhocker mit Rückenlehne

Art.-Nr. 206024

Ausführung wie beschrieben

Praxis-Rollhocker mit Rückenlehne

Art.-Nr. 206034

Wie 206024, jedoch höhenverstellbar von 510 bis 690 mm

Praxis-Rollhocker mit Rückenlehne und Fußring

Art.-Nr. 206035

Ausführung wie beschrieben, jedoch mit Fußring und höhenverstellbar von 510 bis 690 mm

Elektrische Ableitfähigkeit

Art.-Nr. 206012

Aufpreis für elektrisch ableitfähige Rollen und Bezug zu Hockernmodellen 206020, 206030, 206060 & 206070

Elektrische Ableitfähigkeit

Art.-Nr. 206013

Aufpreis für elektrisch ableitfähige Rollen und Bezug zu Hockernmodellen 206024, 206034 & 206035

Elektrische Ableitfähigkeit

Art.-Nr. 206014



Aufpreis für elektrisch ableitfähige Rollen und Bezug zu Hockernmodellen 206040 & 206050

Polsterfarben

Für Untersuchungsliegen und Rollhocker

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Hochwertiger Kunstlederbezug
- Nahtlose Verarbeitung
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis



 -50	 -56	 -63	 -67	 -75
Weiss	Beige	Limonade	Limonade	Agave
 -73	 -61	 -65	 -53	 -58
Apricot	Karneol	Kirsch	Perle	Stone
 -55	 -62	 -74	 -80	 -81
Dolphin	Bleu	Atoll	Royal	Violett
 -107	 -83	 -96		
Graphitgrau	Schwarz	Schwarz, elektr. leitend		


Weitere Produkte für den OP

RooSy. Das modulare Raumsystem von medifa.

Das vorgefertigte modulare Raumsystem von medifa ist speziell für die hohen Anforderungen im Operationsraum konzipiert.

Das perfekt aufeinander abgestimmte Wand-, Türen- und Deckensystem garantiert höchste Ansprüche bei maximaler Flexibilität. medifa übernimmt hierbei die komplette Planung, Produktion und Montage aus eigenem Hause und versteht sich als Komplettanbieter schlüsselfertiger Operationsräume.

Erfahren Sie mehr:



Weitere Produkte für den OP

Mobile OP-Tische von medifa.

Funktionalität und Komfort für mehr Effizienz im OP-Saal.

Die mobilen OP-Tische von medifa ermöglichen eine optimale, einfache und sichere Patientenlagerung im Operationssaal.

Die OP-Tische eignen sich für alle chirurgischen Disziplinen, Anforderungen und Anwendungen in Kliniken, Krankenhäusern, sowie in ambulanten OP-Zentren.

Erfahren Sie mehr:



medifa

Die medifa healthcare group vereint Kompetenz rund um den OP unter einem Dach.

medifa ist ein inhabergeführter und weltweit agierender Komplettlösungsanbieter in der Medizintechnik.

Das Produkt- und Leistungsportfolio deckt den kompletten Bereich an modularen Wand-, Tür-, Decken- und Schrank-Systemen (RooSy® Room Systems) für den schlüsselfertigen OP, sowie mobile OP-Tische mit OP-Tisch Zubehör und Operationsleuchten bis zu Sonderbaulösungen und Möbeln ab. Einer der größten deutschen OEM-

Zulieferer im Medizintechnik Sektor ist ebenfalls Teil von medifa.

Zur Gruppe gehören die medifa GmbH & Co. KG (Finnentrop), die medifa hygienic rooms GmbH (Ötigheim) und die medifa metall und medizintechnik GmbH in Rastatt. Die medifa healthcare group beschäftigt an drei Standorten in Deutschland rund 350 Mitarbeiter. Planung, Engineering und Fertigung erfolgen ausschließlich in Deutschland und


mit über 90% Wertschöpfung im Unternehmensverbund gewährleistet die Gruppe kurze Reaktionszeiten.

Unter dem Motto „we care“ verstehen wir bei medifa die konsequente Ausrichtung an die Bedürfnisse unserer Kunden. Kunden weltweit können sich auf erstklassige Beratung, Abwicklung und Qualität aus einer Hand made in Germany nach zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards verlassen.

Produkte

- Modulare OP-Raum-Systeme: Decken, Türen, Wände, Schranksysteme (RooSy)
- Operationsleuchten
- Mobile OP-Tische und OP-Tisch-Zubehör
- Untersuchungs- und Behandlungsstühle
- Funktionsmöbel
- Sonderbaulösungen

medifa weltweit



we care.



Version 07-20-DE
Änderungen aufgrund der technischen Entwicklung vorbehalten.

www.medifa.com



medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

we care.