

# UNSER HERZBLUT...



**FUMALEN®**

NAHTMATERIAL  
FÜR HERZ- UND  
GEFÄßCHIRURGIE

**FUMEDICA** 

# Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug











Innovatives Nahtmaterial von FUMEDICA

## Die Vorteile

- Mikrotrokar Coro-Gold®
- Nadel geriffelt mit Antihaftwirkung
- Neues kräuselarmes Polypropylen
- Einfache Entnahme und weniger Memory-Effekt durch Langpackung



## Basissortiment

Nadeltyp	Nadellänge mm	Fadenstärke USP metrisch	Fadenlänge cm	Menge	Bestell-Nr.
D6.....D6 	6,4	8-0 0.4	45	2	<b>D6B-842B</b>
D6.....D6 	6,4	8-0 0.4	60	2	<b>D6B-862LK</b>
D6.....D6 	6,4	8-0 0.4	60	2	<b>D6B-862X</b>
D9.....D9 	9,4	7-0 0.5	45	3	<b>D9B-743</b>
D9.....D9 	9,4	7-0 0.5	60	3	<b>D9B-763</b>
D9.....D9 	9,4	7-0 0.5	75	3	<b>D9G-773</b>
D9.....D9 	9,4	7-0 0.5	75	3	<b>D9B-773</b>
D9.....D9 	9,4	7-0 0.5	75	2	<b>D9B-772L</b>
D13.....D13 	12,6	6-0 0.7	75	3	<b>D13B-673X</b>
D13.....D13 	12,6	5-0 1.0	75	3	<b>D13B-573</b>

Die hier angebotenen Größen und Kombinationen stellen eine Auswahl der lieferbaren Produkte dar. Gerne konfektionieren wir Ihnen Nadel-Faden-Kombinationen nach individueller Vorgabe.

## Bestellnummer

Nadelbiegung	Nadellänge mm	Nadelfarbe	USP	Fadenlänge cm	Menge	zusätzlich
A = asymptotisch H = Halbkreis D = $\frac{3}{8}$ Kreis	6 = 6,4 mm 9 = 9,4 mm 13 = 12,6 mm	B = schwarz G = Gold	5 = 5-0 6 = 6-0 7 = 7-0 8 = 8-0	4 = 45 cm 6 = 60 cm 7 = 75 cm	1 = 12 Stck. 2 = 24 Stck. 3 = 36 Stck. 4 = 48 Stck.	B = schwarzer Faden X = verstärkte Nadel L = Langpackung K = kräuselarm

Deutschland / International

**Fumedica Medizintechnik GmbH**

Lotzenacker 17

D-72379 Hechingen

Tel. +49 (0)7471 920 00 50

Fax. +49 (0)7471 920 00 52

Internet [www.fumedica.de](http://www.fumedica.de)

E-Mail [fumedica@fumedica.de](mailto:fumedica@fumedica.de)

Schweiz

**Fumedica AG**

Luzernerstrasse 91

CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 91 00

Fax. +41 (0)56 675 91 09

Internet [www.fumedica.ch](http://www.fumedica.ch)

E-Mail [fumedica@fumedica.ch](mailto:fumedica@fumedica.ch)

