


UNSER HERZBLUT...



TEFLON PLEDGETS

FÜR HERZ- UND
GEFÄßCHIRURGIE

Ein perfektes Ergebnis entsteht durch ein perfektes Werkzeug

Innovatives Teflonmaterial von FUMEDICA

Pledgets, Teflon, steril verpackt

Die Vorteile

- Hochreines Teflon
- Speziell konditioniert
- Deutlich weniger Fusselbildung
- Sehr flexibel
- Individuelle Größen können angefertigt werden



Anwendungsbereiche

zur Protektion von Gewebe und Faden bei

- Apexnaht nach transapikaler TAVI
- AKE, Aortendisektion
- Tabaksbeutelnaht nach Kanülierung der A. Femoralis etc.

Bezeichnung	Grösse	St./Pouch	Pouch/Box	Bestell-Nr.
Pledget medium oval, gelocht, steril	3 x 6 mm	6	12	PL002
Pledget softline rechteckig, steril, nicht gelocht	4,5 x 6 mm	6	12	PL006
Pledget softline rechteckig, steril, nicht gelocht	4,5x9 mm	6	12	PL010
Pledget softline rechteckig, steril, nicht gelocht	8 x 13 mm	6	12	PL012
Pledget softline, rechteckig, steril, nicht gelocht	20 x100 mm	1	6	PL025
Pledget softline, rechteckig, steril, nicht gelocht	15 x150 mm	1	6	PL030

Softline = 0,7 mm Dicke medium = 1,2 mm Dicke

Deutschland / International

Fumedica Medizintechnik GmbH

Lotzenäcker 17

D-72379 Hechingen

Tel. +49 (0)7471 920 00 50

Fax. +49 (0)7471 920 00 52

Internet www.fumedica.de

E-Mail fumedica@fumedica.de

Schweiz

Fumedica AG

Luzernerstrasse 91

CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 91 00

Fax. +41 (0)56 675 91 09

Internet www.fumedica.ch

E-Mail fumedica@fumedica.ch

